



MINI CLASSIC DARSONVAL – HIGH FREQUENCY

STARA CENA: 249,00 PLN

NOWA CENA: 147,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: COSNET

Numer katalogowy: CN00462

OPIS PRZEDMIOTU

Pojedyncze urządzenie do przeprowadzania zabiegu D'arsonwalizacji. Prądy D'arsonwala są to prądy wielkiej częstotliwości o gasnącym przebiegu fali, gdzie przerwa jest 500 razy dłuższa niż czas trwania impulsu. Darsonwalizacja to zabieg za pomocą urządzenia i szklanych pelot, wypełnionych gazem szlachetnym. Darsonwalizacja działa uspokajająco. W składzie urządzenia znajdują się cztery peloty, które wybieramy w zależności od miejsca zabiegu. Pobudza krążenie oraz działa dezynfekująco.

Zastosowanie:

Darsonwalizacja ma zastosowanie przy:

- leczeniu nerwoból
- świąd
- zaburzenia czucia
- łojotok
- łysienie plackowate
- pobudzenie krążenia

- dezynfekcja skóry
- przed i po woskowaniu
- po mechanicznym oczyszczaniu cery
- przy opryszcze
- przy makijażu permanentnym ust

Przeciwwskazania do darsonwalizacji miejscowej:

- trądzik różowaty
- przerwana ciągłość skóry
- stany alergiczne
- cera naczyniowa, teleangiektazje

Przeciwwskazania do darsonwalizacji ogólnej:

- nadciśnienie
- cięża
- nadpobudliwość nerwowa
- choroby serca
- stany zapalne
- gorączka
- astma
- obrzęki
- przerwana ciągłość skóry

Sposób użycia:

Na oczyszczona skórę przykładamy pelotę, następnie włączamy urządzenie i przejeżdżamy pelotą po skórze. Zabieg ten wykonujemy ok 5- 10 minut. Podczas zabiegu wytwarza się ozon który działa bakteriobójczo i dezynfekująco na skórę. W zależności od zabiegu używamy różnych pelot. Do twarzy i ciała używamy grzybka, do miejsc trudno dostępnych łyżeczka, do skóry głowy grzebień, który rewitalizuje skórę głowy.

W skład wchodzi:

rączka do mocowania pelot oraz cztery różne peloty(grzybek, łyżeczka, grzebień,), przewód zasilania. Gwarancja oraz instrukcja obsługi.

Parametry techniczne:

Napięcie :220v~240v

Częstotliwość 50-60Hz

Waga: 0,5 kg

Wymiary:23×4,5

Częstotliwość pracy:650000 GHz