

## DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII ROSE GOLD 0,3MM 192 IGŁY TYTANOWE

STARA CENA: ~~29,90 PLN~~

**NOWA CENA: 26,80 PLN**

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: ACTIVESHOP

Numer katalogowy: 131992



### OPIS PRZEDMIOTU

Derma - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingów chemicznych. To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igiełkami o długości od 0,25mm do 2,0mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze. Dzięki temu, że są wykonane z tytanu a nie ze stali chirurgicznej są niezwykle cienkie jak ludzki włos i dzięki temu rzeczywiście wbijają się w skórę. Precyzja wykonania igieł tytanowych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania zabiegu. Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 192 igły TYTANOWE.

Długości igieł i zastosowanie :

0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, poprawa kolorytu

0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu

0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu

Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa.

0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny

1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrazenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień

1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenie, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień  
2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenie, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

Derma Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanaliki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nałożeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od ,03 % do 3 % substancji. Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000 % procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nieuszkodzone. Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylnie zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany.

Jak działa Derma-Roller?

zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami  
pobudza żywe warstwy skóry  
prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny  
każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca rozstępy, blizny  
poprawia kontur twarzy  
poprawia jędrność i elastyczność skóry

Skutki działania Derma- Rollera:

napięcia i elastyczności  
spłycenie zmarszczek  
eliminacja opadających powiek i kącików ust  
eliminacja skutków fotostarzenia skóry  
wzmocnienie mięśni mimicznych  
spłycenie zmarszczek mimicznych  
rozjaśnienie plam starczych i przebarwień  
pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche  
pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne  
spłycenie blizn potrądzikowych  
peeling naskórka  
oczyszczenie naskórka  
zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

Dla kogo Derma-Roller?

Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny  
Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery  
Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała  
Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry  
Po zabiegu nie występuje nadwrażliwość na promienie słoneczne  
Brak efektów ubocznych  
Warto wiedzieć !  
Każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie naskórka powoduje w skórze aktywację procesów samoodnowy. Z wiekiem zdolność do samoodnowy skóry osłabia się, co widać np. po wolniej gojących się ranach.  
Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą

jej regenerację i w efekcie zwiększającą gęstość skóry.

Już po pierwszym zabiegu twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt w pełni widoczny jest po 24 godzinach. Ilość zabiegów, które trzeba wykonać dla maksymalnego efektu, jest zależna od indywidualnego stanu skóry.

Zabiegi powinno wykonywać się po znieczuleniu maścią Emla, wg odczuć klienta. Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą AHD. Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i higienę, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.