



3W1 MIKRODERMABRAZJA + SPRAY + VACUM BN-108

STARA CENA: 559,00-PLN

NOWA CENA: 449,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Producent: BEAUTY SYSTEM

Numer katalogowy: BN-108



OPIS PRZEDMIOTU

Urządzenie kosmetyczne Mikrodermabrazja Diamentowa 3w1 BN-108 to najnowsze na rynku aparat wykonujący trzy cieszące się wielkim powodzeniem na rynku zabiegi: mikrodermabrazję diamentową oraz vacuum i spray.

Technika w dziedzinie kosmetyki nieustannie się rozwija, dlatego nie można zostać w tyle.

Proponowany przez Beauty System sprzęt kosmetyczny Mikrodermabrazja Diamentowa 3w1 BN-108 pozwoli Ci dotrzymać kroku innowacjom oraz oferować klientom najlepsze usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne.

Zabieg mikrodermabrazji diamentowej wykonywany przez aparat BN-108 to gwarancja perfekcyjnych efektów.

Niewielki kształt, elegancki desing doskonale będą komponowały się w Twoim salonie.

Oto szczegóły:

Funkcje:

Mikrodermabrazja diamentowa- w zestawie 2 pióra, 9 końcówek diamentowych, w tym jedna masująca,

Spray,

Vacum.

Technikę dermabrazji mikrokryształicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo

wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokryształicznej doskonalono w Europie. Znane są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnięte efekty są bardzo zadowalające.

Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokryształicznej.

Dermabrazja diamentowa, to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć złuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry.

Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej, w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokryształicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna.

Vacuum - Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry.

Spray - Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne (np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku.

Dane techniczne:

Moc pompy: 58cmHg

Zasilanie: 220V

Waga: 3kg

Wymiary urządzenia:

-szerokość 20cm,

-głębokość 20cm,

-wysokość 20cm,

Wymiary opakowania: 29x24x26cm

Gwarancja 12 miesięcy