



LIPOSUKCJA BEZIGŁOWA MASAŻ + PHOTON + RF BR-A901

STARA CENA: 2 429,00 PLN

NOWA CENA: 1 955,30 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Producent: BEAUTY SYSTEM

Numer katalogowy: BR-A901

OPIS PRZEDMIOTU

Szukasz profesjonalnego urządzenia do liposukcji bezigłowej? Proponujemy Ci nowoczesne urządzenie BR-A901. Wielu Klientów poszukuje nieinwazyjnych metod odchudzających, które gwarantują wymierne efekty, czyli szczupłą i atrakcyjną sylwetkę. Urządzenie kosmetyczne Liposukcja Bezigłowa BR-A901 nie tylko zapewnia znakomite rezultaty w dziedzinie modelingu sylwetki, ale również wykonuje zabiegi RF i Światłolecznice. Wybierz urządzenie do liposukcji bezigłowej, które pozwoli Ci rozbudować ofertę o zabiegi najwyższej klasy. Zjawiskowy design robota kosmetycznego nada Twojemu salonowi powiew „technicznej elegancji”.

Profesjonalny aparat BeautySystem, BR-A901 stworzony do zabiegów liposukcji bezigłowej na ciało. Urządzenie wyposażone w sześć głowic. Trzy do wykonywania masażu podciśnieniowego z RF wyposażone dodatkowo w Photon (fototerapia), oraz trzy do Radio Frequency - Fale radiowe także z funkcją Photon.

Liposukcji z RF + photon (czerwony):

czas pracy 1-60minut,

intensywność pracy 1-17,

interwał pompy 0-4s,

interwał przerwy 0-4s,

Wymiary głowic:

- mała 4pinowa - 5cm,
- średnia 6pinowa - 6cm,
- duża 6pinowa - 8cm,

Radio Frequency + photon (czerwony):

czas pracy 1-60minut,
intensywność pracy: 1-17,

Wymiary głowic:

- mała 3pinowa - 5cm,
- średnia 4pinowa - 6cm,
- duża 6pinowa - 8cm,

Funkcje:

- drenaż limfatyczny tkanki łącznej,
- odmłodzenie skóry, pobudza produkcję kolagenu,
- lifting bezigłowy skóry twarzy, szyi oraz ciała,
- zwiększenie przepływu krwi i limfy,
- zmniejszenie komórek tłuszczowych,
- likwidacja cellulitu,
- modelowanie sylwetki,
- ujędrnienie skóry,
- pobudza wymianę komórkową, przywraca prawidłowy metabolizm.

Urządzenie daje rezultaty, które są wysoce efektywne zarówno z fizjologicznego jak i estetycznego punktu widzenia. Efekty po jego zastosowaniu, zależą jednak od indywidualnej morfologii, fizjologii i zwyczajów żywieniowych pacjenta. Każdy zabieg trwa ok 20-45 min., a jej zalecana częstotliwość wykonywania to 2-3 x w tygodniu, następnie 1-2 x w miesiącu. Ciało poddawane jest masażowi mechanicznemu przy zastosowaniu głowicy, która działała w połączeniu z podciśnieniem.

Zalecenia

Dla uzyskania pożądanych efektów wskazane jest wykonanie 10 - 20 zabiegów;

Seria zabiegów powinna być przeprowadzona w odpowiednio zaprogramowanym czasie: 2-3x w tygodniu, natomiast późniejsze zabiegi podtrzymujące 1-2x w miesiącu;

Do otrzymania optymalnego efektu drenażowego zaleca się wypijanie 2,5 l płynów-wody mineralnej nie gazowanej, herbatek ziołowych, soków owocowych i warzywnych;

Odpowiednio dobrana dieta oraz rehabilitacja ruchowa pomagają w osiągnięciu szybszych i długotrwałych efektów.

Dane techniczne:

Częstotliwość fali RF: 3MHz,

Rodzaj fali RF: bipolarna,

Moc pompy ssącej: 0,9bar,

Certyfikat CE,

Zasilanie: 230V,

Moc: 100W,

Wymiary urządzenia: 30x44x35cm,

Waga: 7kg,

Wymiary opakowania: 54x35x29cm,

Gwarancja: 12 miesięcy