



Dermapen Dr Pen M8-W beprzewodowy

Nr katalogowy: M8-W

Producent: Dr. Pen

Przygotowanie do wysyłki: 48 GODZIN

Cena

394,60 PLN

Opis produktu

NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Dermapen Dr Pen ULTIMA M8-W

Dermapen ULTIMA M8-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry.

Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji.

Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach:

twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami
ciała: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie.

Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłuwanie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry.

Korzyści mezoterapii mikroigłowej:

- Wygładzenie drobnych zmarszczek
- Poprawa owalu twarzy
- Wyrównanie kolorytu skóry

- Wzrost nawilżenia
- Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów
- Redukcja cellulitu
- Zapobieganie łysieniu
- Poprawa gęstości i elastyczności skóry
- Ograniczenie wydzielania sebum
- Wyrównanie powierzchni skóry
- Nadanie blasku i gładkości skórze
- Przywrócenie odpowiedniego napięcia

Wskazania:

- Głębokie i utrwalone zmarszczki
- Utrata jędrności skóry
- Przebarwienia i nierówny koloryt skóry
- Blizny, rozstępy, cellulit
- Stymulacja wzrostu włosów
- Trądzik

Przeciwwskazania:

- Stany zapalne skóry oraz infekcje
- Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny
- Trądzik różowaty
- Ciąża i okres laktacji
- Skłonność do powstawania bliznowców
- Choroby zakaźne
- Choroby nowotworowe
- Choroby autoimmunologiczne
- Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
- Cukrzyca
- Teleangiektazje

Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona!

Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konrentnej partii ciała. Jest to sterylnie zapakowana końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

Dane techniczne:

Dermapen ULTIMA M8-W Bezprzewodowy + sieciowy

Przeznaczenie: mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny

- Zakres długości igieł 0,25mm -2,5mm
- maksymalna ilość nakłuć: 13000/min
- Wbudowany akumulator – czas pracy 4 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii)
- Waga urządzenia: 95 g
- Wymiary urządzenia: 140x20mm
- Wymiary opakowania: 170x125x55 mm
- Zasilanie: 5v-1000mA
- Napięcie: 100-240V 50/60HZ
- Ilość stopni prędkości: 6
- Bateria: 300 mAh
- Gwarancja 12 miesięcy

Zestaw zawiera:

Urządzenie Dermapen ULTIMA M8-W
Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt.
Zasilacz
Kabel
Pudełko
Plastikowe etui
Instrukcja PL