



PISTOLET DO MEZOTERAPII IGŁOWEJ - MESO

CENA:

17 205,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: ABACOSUN

Numer katalogowy: 7196

OPIS PRZEDMIOTU

Automatyczny aparat do mezoterapii igłowo-próżniowej. Metoda pozwala na precyzyjne dostarczanie preparatów na zadaną głębokość.

Niezastąpiony w zabiegach wymagających najwyższej dokładności, w szczególności w przypadku skóry wokół oczu. Meso optymalizuje ostrzyki i zapobiega utracie materiału.

Jest przeznaczony do wypełniaczy, osocza bogatopłytkowego, lipolizy iniekcyjnej i mezoterapii.

Meso

Rewolucyjny pistolet do mezoterapii igłowo-próżniowej zapewnia najwyższą precyzję.



Mezoterapia próżniowo-igłowa

Mezoterapia igłowa to jeden z najpopularniejszych zabiegów, na który decydują się kobiety w każdym wieku. Prezentowany pistolet do mezoterapii igłowej stanowi doskonały wybór i skrywa w sobie wiele zalet, które warto poznać jeszcze przed zakupem. Przede wszystkim jest niezastąpiony w mezoterapii próżniowej, gdyż skraca czas zabiegu, jest bardzo precyzyjny i niezawodny w swojej pracy, a także bezpieczny w stosowaniu. Zapewnia najwyższą dokładność, która ma ogromne znaczenie szczególnie w przypadku skóry wokół oczu.

Prawidłowo przeprowadzony zabieg mezoterapii próżniowej za pomocą oferowanego urządzenia MESO marki Abacosun pozwala na precyzyjne dostarczenie preparatów do skóry na zadaną głębokość. Wśród najczęstszych składników można wymienić między innymi kwas hialuronowy, który ma właściwości silnie nawilżające i wiążące wodę, dzięki czemu skóra po mezoterapii igłowej staje się wygładzona i zregenerowana, a zmarszczki zredukowane, dzięki czemu cera odzyskuje promienny wygląd. Zastosowanie pistoletu do mezoterapii jest bardzo szerokie, gdyż urządzenie to jest przeznaczone do kwasów niuesieciowanych, osocza bogatopłytkowego i mezobotoksu.

MESO – pistolet do mezoterapii o szerokim zastosowaniu

Oferowany pistolet do mezoterapii można stosować do zabiegów obejmujących twarz, szyję, dekolt, całe ciało i skórę głowy. Ponadto, doskonale sprawdzi się także w przypadku leczenia nadpotliwości, która jest bardzo uciążliwą przypadłością. Osoby na nią cierpiące często tracą pewność siebie, gdyż staje się ona przyczyną

obniżenia samooceny i pojawienia się kompleksów. Właśnie z tego względu warto znaleźć dla niego miejsce w salonie kosmetycznym, w którym priorytetem jest świadczenie szerokiego zakresu usług kosmetycznych na najwyższym poziomie przy użyciu urządzeń opierających się na najnowocześniejszej technologii i innowacyjnych rozwiązaniach, do których należy między innymi mezoterapia próżniowa wieloigłowa.

Najważniejsze zalety pistoletu do mezoterapii

Aparat MESO jest doskonałym wyborem z kilku powodów. Przede wszystkim gwarantuje wygodę pracy i najwyższą precyzję, gdyż za każdym razem podczas zabiegu mezoterapii próżniowej zapewnia identyczną ilość podawanego preparatu przy takiej samej częstotliwości nakłuć. Dodatkowo wykorzystywane składniki są wprowadzane na taką samą głębokość dzięki możliwości regulacji długości wysuwania igły. Ważną zaletą jest również minimalizowanie ryzyka powstawania skutków ubocznych w postaci siniaków, gdyż pistolet do mezoterapii jest wyposażony w funkcję vacuum, dzięki czemu zasysa skórę i unosi ją do góry, odciągając ją od naczyń krwionośnych i nerwów, co znacznie redukuje również uczucie dyskomfortu podczas zabiegu. Ponadto, nie występuje ryzyko związane ze zbyt głębokim podaniem preparatu, co często może mieć miejsce w przypadku wykonywania mezoterapii igłowej w sposób manualny. Dodatkowo urządzenie jest proste w obsłudze i wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny, który ułatwia programowanie oraz wyświetla w sposób czytelny zadane parametry zabiegu.

System programowania konfiguracji zabiegu mezoterapii próżniowej to kolejna zaleta prezentowanego urządzenia. Jego dokładność sprawia, że mezoterapia igłowa z użyciem pistoletu MESO jest znacznie bardziej komfortowa nie tylko dla pacjenta, ale także dla osoby wykonującej zabieg. Aparat ma również blokadę przepływu zwrotnego, zapobiegając w ten sposób cofaniu się preparatu oraz krwi podczas mezoterapii igłowej.

Prezentowany pistolet do mezoterapii igłowej ma komputerowy system programowania konfiguracji. Jego obecność znacznie skraca czas zabiegu i pozwala wykonać go efektywnie, kontrolowanie i mniej boleśnie, a co za tym idzie – zdecydowanie ułatwia pracę i zapewnia maksymalną wygodę użytkowania. Jest nieoceniony w przypadku osób rozpoczynających wykonywanie tego typu zabiegów.

Mezoterapia próżniowa – korzyści dla pacjentów

Mniej bolesne zabiegi
Precyzyjne nakłucia

Nakłucia wykonane z wysoką prędkością skracają czas zabiegu
Podawanie preparatu na taką samą głębokość
Niweluje powstawanie siniaków, krwinków dzięki funkcji vacuum

W przypadku oferowanego urządzenia warto zwrócić szczególną uwagę na korzyści dla pacjentów. Do najważniejszych z nich należy funkcja vacuum niwelująca ból podczas mezoterapii igłowej, co w dużej mierze eliminuje konieczność stosowania znieczulenia. Jest to bardzo korzystne dla osób skłonnych do alergii. Igły automatycznie nakłuwają skórę na zadaną głębokość, po czym także automatycznie się cofają. Dzięki temu pistolet do mezoterapii igłowej podaje preparaty do skóry właściwej lub tkanki podskórnej.

Pełną sterylność zabiegu zapewniają kartridże dostępne w wersji z pięcioma lub dziewięcioma igłami (0.25~3 mm). Ich użycie redukuje nieprzyjemne odczucia, dzięki czemu mezoterapia próżniowa wieloigłowa jest znacznie przyjemniejsza.

Co ważne, mezoterapia próżniowa daje znakomite efekty już po pierwszym razie, które są zadowalające dla pacjentów, a to właśnie ich opinia i zadowolenie jest priorytetową kwestią podczas wykonywania zabiegu.

Oferowany pistolet do mezoterapii jest przeznaczony do stosowania na obszary, takie jak:

twarz
szyja
dekolt
dłonie
skórę głowy
brzuch
uda
pośladki

Mezoterapia próżniowa – przykłady zabiegów

Mezoterapia próżniowa ma szerokie zastosowanie, przede wszystkim, gdy wykorzystana się do niej kwas hialuronowy. Znakomicie służy zmarszczki i bruzdy, dzięki czemu cera wygląda młodziej i bardziej promiennie, dlatego też zabieg ten jest zalecany nie tylko młodym dziewczynom, które chcą zapobiec powstawaniu pierwszych oznak starzenia, ale także dojrzałym kobietom. Ponadto, zabieg mezoterapii próżniowej doskonale sprawdza się do rewitalizacji skóry, gdyż poprawia jej gęstość, a także gwarantuje intensywne nawilżenie. To jednak nie wszystkie możliwości mezoterapii próżniowej.

Jak widać, mezoterapia próżniowa zapewnia wspaniałe efekty zgodne z oczekiwaniami, które z pewnością spełnią wymagania pacjentek, szczególnie gdy zostanie wykonana za pomocą prezentowanego, nowoczesnego aparatu MESO.

Zabieg mezoterapii próżniowej – najczęściej wykorzystywane preparaty

Do najczęściej wykorzystywanych preparatów należy:

kwasy hialuronowe,
antyoksydanty,
retinoidy,
witaminy,
aminokwasy,
mikroelementy.

Ze względu na fakt, że mezoterapia igłowa jest bardzo popularna na całym świecie wśród kobiet i mężczyzn w każdym wieku, zakup oferowanego urządzenia stanowi doskonałą inwestycję, która szybko się zwróci. W mezoterapii próżniowej istotną kwestią jest wykorzystanie odpowiednich składników. Ich dobór powinien zależeć od rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb skóry, dlatego jeszcze przed jego rozpoczęciem powinno się określić typ skóry oraz jej stan wyjściowy i na tej podstawie dobrać kompozycję preparatów i ich prawidłowe stężenia.

Mezoterapia próżniowa wieloigłowa najczęściej wykorzystuje kwas hialuronowy, który zdecydowanie poprawia kondycję skóry i eliminuje oznaki starzenia. Ponadto, często stosuje się także antyoksydanty, które hamują procesy wolnorodnikowe w komórkach skóry, a co za tym idzie, chronią ją przed wystąpieniem objawów starzenia się. Zbawienny wpływ na cerę mają także witaminy (C, E, A), retinoidy, koenzym Q10, mikroelementy i aminokwasy.

Mezoterapia igłowa – wskazania do zabiegu

Sucha, odwodniona i wiotka skóra o małej sprężystości
Zmarszczki i bruzdy
Nadmierna tkanka tłuszczowa
Cellulit i rozstępy
Leczenie blizn i zmian potrądzikowych

Dane techniczne:

ekran ciekłokrystaliczny

filtr

kartridże 5-igłowe i 9-igłowe, igły wykonane ze stali chirurgicznej

doza 0.1~9.9 μ l, 0,1 μ l=0,0001 ml, 9,9 mikrolitra =0,0099 ml

programowanie prędkości iniekcji: 1-4

ciśnienie 90Kpa

vacum - zassanie

pobór mocy 50W

możliwość stosowania strzykawki z luer lock

zasilanie - 230V , 12V/5A

automatyczna regulacja głębokości wkłuć

ustawianie podciśnienia w głowicy, 1-4 poziomów

ustawianie głębokości nakłuwania dla kartridży: 0.25~3mm

precyzyjna regulacja dawki preparatu

dopuszczane jest stosowanie strzykawki 1ml, 2 ml, 5 ml

licznik impulsów