



ESTE DUAL - FRAKCYJNA RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA

CENA:

32 800,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: ABACOSUN

Numer katalogowy: 7197

OPIS PRZEDMIOTU

URZĄDZENIE NA ZAMÓWIENIE

Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa jest skuteczną metodą przeznaczoną do spłykania zmarszczek, rozstępów, blizn i poprawy napięcia skóry.

Zaawansowane urządzenie Este Dual wykorzystuje technologię fal radiowych, mikronakłuć i krioterapii. Doskonałe parametry urządzenia pozwalają wykonać skuteczne zabiegi medycyny estetycznej.

Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa

Współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na wykonywanie efektywnych zabiegów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Dzięki nim klienci profesjonalnych salonów kosmetycznych mogą w łatwy sposób zmniejszyć widoczność rozstępów i blizn, a także w wyraźny sposób odmłodzić skórę. Jednym z najnowszych zabiegów jest radiofrekwencja mikroigłowa, wykonywana przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia, jakim jest Este Dual. Jest to jeden z najskuteczniejszych obecnie zabiegów z powodzeniem zastępujących tradycyjny lifting z użyciem skalpela.

Zabieg z użyciem radiofrekwencji mikroigłowej to jednocześnie oddziaływanie na naskórek oraz na głębokie warstwy skóry. W ten sposób następuje wyraźna poprawa, jeżeli chodzi o jędrność i napięcie skóry w wybranym obszarze skóry lub ciała. Dzięki rf mikroigłowej znikają niewielkie zmarszczki, poprawia się koloryt skóry, a także następuje wyraźna redukcja blizn, w tym zmian potrądzikowych. Jest to zaawansowana metoda przewyższająca zdecydowanie wszystkie metody stosowane do tej pory w gabinetach medycyny estetycznej.



Na czym polega radiofrekwencja mikroigłowa

Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa to skuteczna, a do tego bezpieczna, metoda mająca na celu spłycenie zmarszczek, redukcję widoczności rozstępów i blizn oraz poprawę napięcia skóry. Zabiegi rf mikroigłowej można wykonywać na twarzy i dowolnie wybranym obszarze ciała. Nie ma ograniczeń wiekowych co do jej stosowania. Medycyna estetyczna sprawdza się w rozwiązywaniu wielu problemów związanych ze stanem skóry. Działanie urządzenia Este Dual opiera się na technologii wykorzystującej fale radiowe, mikronakłucia i krio.

W czasie zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej używana jest głowica wyposażona w złote igiełki o długości 0,5-3 mm. Igiełki przebijają naskórek, następnie uwalniane są fale rozgrzewające skórę do około 45-60 stopni C. W ten sposób wywoływany jest sztuczny stan zapalny wewnątrz skóry. Organizm natychmiast rozpoczyna proces naprawczy, polegający na wytwarzaniu włókien kolagenowych i elastyny, które mają wpływ na wygląd skóry. Zabieg jest podobny do działania lasera frakcyjnego, ale radiofrekwencja mikroigłowa przewyższa go tym, że podczas zabiegu nie dochodzi do uszkodzenia naskórka, dlatego skóra nie potrzebuje długiego czasu na rekonwalescencję.

Jak działają fale radiowe w trakcie zabiegu radiofrekwencji

mikroigłowej?

Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa wykorzystuje działanie fale elektromagnetycznych o częstotliwości fal radiowych, które powodują silne ogrzanie najgłębiej położonych warstw skóry właściwej. To powoduje chwilowy szok termiczny, który prowadzi do natychmiastowego rozpoczęcia procesów mających na celu regenerację polegającą na powstawaniu nowego kolagenu. W ten sposób rf mikroigłowa mobilizuje organizm do intensywnego działania, co daje w efekcie jędrniejszą i bardziej elastyczną skórę. Działanie radiofrekwencji mikroigłowej można porównać do działania lasera frakcyjnego, jednak w przypadku działania fal radiowych efekt jest dokładniejszy. Temperatura dociera na odpowiednią głębokość i w ten sposób pobudza do regeneracji najgłębsze warstwy skóry.

Fale radiowe stymulują tkanki zarówno powierzchniowe, jak i głębiej położone, co wpływa pozytywnie na ich dotlenienie, odżywienie i mikrocyrkulację. Zjawisko podgrzania tkanek nazywane diatermią pobudza do działania fibroblasty, które rozpoczynają proces odbudowy włókien kolagenowych i produkcję nowych komórek. Produkcja nowego kolagenu wpływa na poprawę napięcia tkanek, w związku z czym skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej elastyczna i młodsza. W przypadku rozstępów redukcja jest naprawdę wyraźna.

Jak działa urządzenie Este Dual?

Prawidłowe wykonanie zabiegu radiofrekwencji wymaga zakupu odpowiedniej aparatury, w tym przypadku doskonale sprawdza się urządzenie Este Dual. Jest ono wyposażone w głowicę z mikroigłami wykonanymi ze złota. Jest to metal, który nie wywołuje podrażnień, ani alergii dodatkowo działa antybakteryjnie. Zabieg polega na wkłuwaniu się w skórę na głębokość od 0,5 do 3 mm i jednoczesnym podgrzaniu igieł. Radiofrekwencja mikroigłowa wykonywana jest z wykorzystaniem jednorazowych kartridży, co gwarantuje całkowite bezpieczeństwo i higienę w trakcie wykonywania zabiegu.

Zabieg radiofrekwencji jest bardzo efektywny, można go wykonywać zarówno na twarzy, jak i na pozostałych częściach ciała. W związku tym należy dobrać odpowiedni rozmiar głowicy. Obszary zabiegowe mogą mieć wielkość 5x5 igieł w przypadku twarzy oraz 7x7, gdy wykonywana jest rf mikroigłowa na pozostałe części ciała. Urządzenie Estedual jest wyposażone w dodatkową głowicę chłodzącą, podnoszącą komfort wykonywanych zabiegów. Warto też wspomnieć, że szeroki zakres regulacji parametrów pozwala na przeprowadzanie zabiegów o różnym

stopniu intensywności.

Kiedy wskazana jest radiofrekwencja mikroigłowa?

Medycyna estetyczna coraz częściej może obyć się bez sięgania po skalpel, ponieważ równie dobre efekty daje frakcyjna radiofrekwencja, która jest zabiegiem zdecydowanie mniej inwazyjnym. Jest to jeden z tych zabiegów, którego efekty widoczne są właściwie bezpośrednio po zabiegu i nie wymaga czasu na rekonwalescencję. Ilość zabiegów zależy od wyjściowego stanu skóry, ale efekty są szybko widoczne. Radiofrekwencja mikroigłowa sprawdza się doskonale w sytuacji, gdy skóra twarzy szyi i dekoltu staje się mało jędrna i wiotka. Zabiegi pobudzające zagęszczenie włókien kolagenowych i wyraźnie poprawiają jej stan.

Oprócz tego radiofrekwencja mikroigłowa może być wykorzystana w gabinetach medycyny estetycznej do korekty owalu twarzy, sprawdzi się jako zabieg na opadające powieki i policzki. Produkcja nowego kolagenu pozwala wypełnić drobne zmarszczki i linie, także pod oczami i na powiekach. Dodatkowo radiofrekwencja mikroigłowa może być stosowana na całe ciało. Dzięki odpowiedniej ilości zabiegów następuje widoczna redukcja blizn, co poprawia wygląd skóry potrądzikowej. W przypadku rozstępów redukcja ich widoczności jest także wyraźna. To także możliwość poprawy stanu skóry na dowolnym obszarze ciała. Skóra zwiotczała i mało napięta stanie się znowut jędrna, dotyczy to ramion, biustu, a także pośladków czy brzucha. Rf mikroigłowa to również bezproblemowe leczenie nadpotliwości.

STOSOWANIE

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie EsteDual umożliwia wykonanie 3 zabiegów:

frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej

frakcyjnej radiofrekwencji bezigłowej
krioterapii – chłodzenia skóry po zabiegu w celu złagodzenia
podrażnień

EsteDual wykorzystuje fale monopolarne i bipolarne.

EFEKTY STOSOWANIA

EFEKTY:

redukcja zmarszczek i zwiotczenia skóry
stymulacja wytwarzania kolagenu, odmładzanie, regeneracja skóry
spłykanie blizn, w tym potrądzikowych
spłykanie rozstępów
wygładzanie skóry, zmniejszanie porów
poprawa elastyczności skóry
poprawa kolorytu cery i owalu twarzy
polepszenie penetracji aktywnych składników
rewitalizacja skóry