



DERMOMASAŻER BN-600

STARA CENA: 799,00 PLN

NOWA CENA: 643,10 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Producent: BEAUTY SYSTEM

Numer katalogowy: BN-600



OPIS PRZEDMIOTU

Kupując Dermomasażer BN-600 powiększysz ofertę swojego gabinetu kosmetycznego lub salonu SPA o profesjonalne zabiegi dedykowane wszystkim typom skóry. Kompleksowy zakres zabiegów umożliwia skuteczne przeciwdziałanie wielu niedoskonałościom i problemom dermatologicznym. Ponadto dermomasażer efektywnie pielęgnuje skórę, a szybkie efekty zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów. Powiększenie wachlarza usług salonu o specjalistyczne zabiegi dermatologiczne to silna karta przetargowa na rynku, która pozwoli Ci zwiększyć szybko zwiększyć sprzedaż!

Dermomasażer BN-600 wykorzystuje podciśnienie powodując odblokowanie przepływu krwi i tlenu w obszarze dotkniętym cellulitem. Tkanka łączna zostaje naciągnięta, umożliwiając skórze powrót do zdrowej i naturalnie gładkiej postaci.

Zabieg powoduje również przyspieszenie drenażu zalegających odpadów przemiany materii poprzez system limfatyczny i naczynia włosowate.

Regulacja wielkości maksymalnego i minimalnego podciśnienia sprawia, że możliwe jest przeprowadzenie zabiegów na Klientach o wrażliwym typie skóry.

Wpływ dermomasażu na skórę:
poprawa metabolizmu
redukcja tkanki tłuszczowej

eliminacja toksyn
poprawa odporności
redukcja obrzęków powstałych na wskutek niedrożności naczyń chłonnych
redukcja cellulitu
modeling sylwetki
poprawa ogólnej kondycji ciała
redukcja zmarszczek na twarzy
poprawa wyglądu szyi i karku

Zabieg redukcji cellulitu:

Aby osiągnąć doskonałe rezultaty zabieg należy przeprowadzać 2 – 3 razy w tygodniu.

Zauważalne zmniejszanie cellulitu osiąga się po cyklu co najmniej 10 zabiegów.

Ich liczba uwarunkowana jest fazą cellulitu, wiekiem i ogólną kondycją zdrowia Klienta

Dla podtrzymania efektów oraz w celu przeciwdziałania nawrotowi zmian cellulitowych zaleca się wykonywanie 1 – 2 zabiegów miesięcznie.

Wskazania do zabiegu:

cellulit
zmarszczki
rozstępy w pierwszym stadium
otyłość (modelowanie sylwetki i owalu twarzy)

Przeciwwskazania do zabiegu:

nowotwory
zakrzepowe zapalenie żył
miejscowe zapalenie skóry
bardzo wrażliwa skóra
skłonność do żylaków
skłonność do pękających naczynek

Dane techniczne:

moc pompy: 65cmHg
zasilanie: 220V
pobór mocy: 45W
waga: 7kg
wymiary urządzenia: 30x29x14.5 cm
wymiary opakowania: 37x36x29 cm
Gwarancja: 12 miesięcy

Jeśli masz dodatkowe pytania – zadzwoń!