

SONOBELLA DERMAROLLER 540 IGIEŁ, 3,0MM

CENA:

29,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Numer katalogowy: ROLLER3,0MM

OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalne wyposażenie salonów urody nareszcie możesz zabrać ze sobą... do domu! Urządzenie do mezoterapii Sonobella Dermaroller 540 igieł, to niewielkich rozmiarów profesjonalne urządzenie kosmetyczne, które zapewnia znakomite efekty. Wysoka jakość wykonania oraz dwuletnia gwarancja gwarantuje komfortową... eksploatację. Sprawdź, co potrafi oryginalny Sonobella Dermaroller 540 igieł..

Sonobella Dermaroller to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, również w warunkach domowych.

Czym jest Mezoterapia i dlaczego Sonobella Dermaroller?

Za pomocą... tradycyjnej metody odżywiania skóry możesz przeniknąć tylko w głębię...b wierzchniej warstwy naskórka. Ze względu na niską... efektywność (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nową... metodę: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetrację skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje się... miła w dotyku i odżywiona. Mezoterapia stymuluje skórę do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i włókna w ok 8%, co może prowadzić do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczenia objawów starzenia.

Zabieg mezoterapii za pomocą... nakłuwającej strzykawki... lub drogim Inject Gunem może wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych.

Zastosowanie Dermarollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii także samemu w domu.

Sonobella Dermaroller, dzięki 540 igłom wykonanym z chirurgicznej stali łatwo aplikuje nałożone na skórę kosmetyki. Igły te regularnie przesuwają się po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana.

Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów.

Każdy egzemplarz Sonobella Dermarollera jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza może używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, łagodzący lub inny.

Sonobella Dermaroller jest dostępny w 7 wersjach różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele mają długość 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm