



SONOBELLA DERMAROLLER 540 IGIEŁ, 1,5MM

STARA CENA: 29,00 PLN

NOWA CENA: 23,40 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Producent: SONOBELLA

Numer katalogowy: ROLLER1,5MM



OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalne wyposażenie salonów urody nareszcie możesz zabrać ze sobą... do domu! Urządzenie do mezoterapii Sonobella Dermalroller 540 igieł, to niewielkich rozmiarów profesjonalne urządzenie kosmetyczne, które zapewnia znakomite efekty. Wysoka jakość wykonania oraz dwuletnia gwarancja gwarantuje komfortową eksploatację. Sprawdź, co potrafi oryginalny Sonobella Dermalroller 540 igieł.

Sonobella Dermalroller to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, również w warunkach domowych.

Czym jest Mezoterapia i dlaczego Sonobella Dermalroller?

Za pomocą tradycyjnej metody odżywiania skóry można przeniknąć tylko w głębię wierzchniej warstwy naskórka. Ze względu na niską efektywność (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nową metodę: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetrację skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje się miękka w dotyku i odżywiona. Mezoterapia stymuluje skórę do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i włókna w ok 8%, co można porównać do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczenia objawów starzenia.

Zabieg mezoterapii za pomocą nakłuwającej strzykawki lub drogim Inject Gunem można wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych.

Zastosowanie Dermalrollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii także samemu w domu. Sonobella Dermalroller, dzięki 540 igłom wykonanym z chirurgicznej stali łatwo aplikuje nałożone na

skóra™ kosmetyk. Igły te regularnie przesuwają... siła™ po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana.

Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów.

Każdy egzemplarz Sonobella Dermalrollera jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza może używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, łagodzący lub innych.

Sonobella Dermalroller jest dostępny w 7 wersjach różniących się długością igieł,. Aktualnie dostępne modele mają igły o długości 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm