



FALE RADIOWE - IQ LIFT ®THERMAL

CENA:

9 000,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: ABACOSUN

Numer katalogowy: 6854



OPIS PRZEDMIOTU

BEZOPERACYJNY SOFT LIFTING FALAMI RADIOWYMI.

Metoda IQ LIFT ®THERMAL to skuteczna aktywacja wytwarzania i regeneracji kolagenu oraz energetyczne pobudzenie procesów samonaprawczych w tkankach. Zabiegi pozwalają uzyskać zaskakująco szybkie i trwałe efekty:

- spłycenia zmarszczek
- wygładzenia i poprawy napięcia skóry
- odmłodzenia
- polepszenia konturu i owalu twarzy
- redukcji cieni i drobnych zmarszczek wokół oczu

IQ LIFT ®THERMAL

Innowacyjne zabiegi regenerujące skórę. Wykorzystana w urządzeniu

specjalistyczna, wielopunktowa sonda skutecznie emituje energię fal radiowych do głębszych warstw skóry. Pod jej wpływem:
zwiększa się temperatura w tkankach poprawiająca ich dotlenienie i odżywienie
następuje pobudzenie komórek do samoregeneracji przez co zwiększa się ich odporność

Aparat w bezpieczny sposób podgrzewa i reorganizuje włókna kolagenowe warunkujące jędrność, napięcie i młody wygląd skóry. Zabiegi są nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne.

JAK DZIAŁA IQ LIFT ®THERMAL?

Fale radiowe to jedna z najskuteczniejszych metod niechirurgicznego odmładzania skóry oraz jej regeneracji. Zabiegi niwelują efekty starzenia się skóry, zwiększają jej gęstość i odporność.

Fale radiowe to energia elektromagnetyczna, która dociera w głąb skóry.

Następuje wzbudzenie jonów i w wyniku ich ruchu oraz ocierania się o siebie tkanki zostają podgrzane. Fale radiowe wpływają więc na wytwarzane ciepła wewnątrz tkanek w wyniku czego dochodzi do:

podgrzania włókien kolagenowych, co skutkuje kurczeniem się i regeneracją uszkodzonych struktur

pobudzenia komórek fibroblastów do wytworzenia nowych włókien kolagenowych

wypełnienia nowym kolagenem wolnych miejsc powstałych po skurczeniu się kolagenu

zwiększenia ilości kolagenu i polepszenia gęstości skóry

przywrócenia elastyczności skóry i wypełnienia zmarszczek

Powtarzanie zabiegów intensyfikuje proces tworzenia nowego kolagenu i prowadzi do odmłodzenia skóry.

IQ LIFT ®THERMAL - SONDA WIELOPUNKTOWA

TECHNOLOGIA PEŁNEJ KONTROLI

Zastosowanie wielopunktowej, bipolarnej sondy wywołuje intensywne podgrzanie włókien kolagenowych z zachowaniem bezpieczeństwa. Fale radiowe IQ LIFT ®THERMAL wykorzystują technologię pełnej kontroli emisji energii i charakteryzują się wysoką precyzją. Przykładanie specjalistycznej sondy do skóry daje efekt „sieci” i sprawia, że energia jest rozprowadzana równomiernie w głąb skóry zapewniając lepsze efekty. Dostępne są dwie wymienne sondy. Mała przeznaczona do zabiegów wokół oczu oraz większa na twarz, szyję, dekolty i rozstępny.

IQ LIFT ®THERMAL - PULSACYJNA I CIĄGŁA EMISJA FAL

W urządzeniu zastosowano emisję fal radiowych ciągłą i pulsacyjną. Emisja ciągła jest stosowana do ogólnej poprawy owalu twarzy, soft liftingu i remodelingu. Natomiast tryby pulsacyjne emitują energię w odstępach 1, 1,5 i 2 sekundy. Metoda ta umożliwia intensywniejsze podgrzanie tkanek i efektywniejsze spłykanie zmarszczek. W zależności od grubości skóry i głębokości zmarszczek stosuje się jedną z trzech rodzajów emisji.

IQ LIFT ®THERMAL umożliwia także ustawianie poziomu intensywności fal radiowych.

MATERIAŁY REKLAMOWE: Spytaj o dostępne materiały

STOSOWANIE

Zabiegi:

skutecznie aktywują wytwarzanie kolagenu
spłycają zmarszczki
odmładzają i wygładzają skórę
regenerują kolagen
poprawiają kontur twarzy
wpływają na spłycenie blizn i rozstępów

EFEKTY STOSOWANIA

spłycenie zmarszczek, kurzych łapek
zniwelowanie opadających policzków
redukcja zwiotczenia skóry
bezoperacyjny soft lifting polepsza owal twarzy, wygładza skórę na twarzy, szyi i dekolcie
poprawa napięcia skóry
polepszenie jędrności skóry
poprawa kolorytu cery

spłycenie zmarszczek "marionetki"
niwelacja cieni pod oczami
spłycenie blizn, rozstępów
normalizacja pracy gruczołów łojowych

DODATKOWE AKCESORIA



Grzebień przeciwmarszczkowy koszt 1515zł

Głowica umożliwia wykonanie chromoterapii w połączeniu z mikroprądami. Przewodnik mikroprądów - grzebień przeciwmarszczkowy, jest wykonany z miedzi i jest pokryty 24 karatowym złotem. Miedź jest najlepszym metalem przewodzącym prąd, natomiast czyste złoto posiada właściwości przeciwutleniające, pomaga w rozjaśnianiu skóry i wspomaga działanie drenażowe. Zastosowanie grzebienia pokrytego 24K złotem jednocześnie z chromoterapią polepsza penetrację światła, dzięki czemu komórki skuteczniej je absorbują.

Mikroprądy “przynoszą” energię komórkom i sprawiają, że energia świetlna skutecznie do nich dotrze. Zabieg wpływa na poprawę cyrkulacji, i normalizację systemu limfatycznego, działa odmładzająco, stymulująco i regenerująco na tkanki skóry.

Głowica dodatkowa, możliwa jako opcja, koszt to 1.515zł

PODSTAWA OPCJA

prezentowana na zdjęciu podstawa do
urządzenia stanowi wyposażenie
opcjonalne koszt 2.320zł