



ABACOSUN MOBILNE ŻELAZKO® NA TWARZ

CENA:

7 500,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: ABACOSUN

Numer katalogowy: 2947



OPIS PRZEDMIOTU

PRASUJEMY® ZMARSZCZKI

Prestiżowy aparat do zabiegów przeciwzmarszczkowych i liftingujących w zminiaturyzowanej postaci. Wykorzystanie unikalnej głowicy VacuElectro, która jednocześnie pozwala wykonać lipodermologię i mikrostymulację TENS, gwarantuje skuteczność.

Żelazko® Przeciwzmarszczkowe

Zabiegi wykonywane aparatem gwarantują wysoki poziom sprzedaży, przewagę nad konkurencją oraz silne argumenty promocyjne.

Dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu dwóch zaawansowanych metod Żelazko® Przeciwmarszczkowe skutecznie pobudza naturalne mechanizmy fizjologiczne, skutecznie przeciwdziała efektom starzenia oraz pozwala szybko uzyskać optymalne rezultaty. W większości przypadków efekt „prasowania” zmarszczek widoczny jest już po pierwszym zabiegu.

JAK STARZEJE SIĘ SKÓRA?

Wraz z upływem czasu skóra traci jędrność, spada poziom kolagenu i elastyny, mięśnie słabną, a na powierzchni cery pojawiają się pierwsze zmarszczki. Osłabione mięśnie posiadają coraz mniejszą masę, w związku z tym skóra twarzy zaczyna powoli, ale systematycznie wiotczeć. Kremy nie oddziałują na tkankę mięśniową, dlatego zabiegi kosmetyczne, które aktywnie wzmacniają mięśnie, stają się nieodzowne. Najlepszym rozwiązaniem jest Żelazko® Przeciwmarszczkowe.

NA CZYM POLEGA PODWÓJNE DZIAŁANIE VACUELECTRO?

Zabieg odmładzający wykonywany żelazkiem przeciwmarszczkowym przy pomocy unikalnej głowicy VacuElectro to zaawansowany masaż twarzy różnymi technikami, które skutecznie pobudzają procesy regeneracyjne skóry i mięśni.

Jednoczesne zastosowanie lipodermologii (masaż vacuum) oraz stymulacji TENS:

- zwiększa skuteczność zabiegów
- pozwała w krótkim czasie uzyskać doskonałe efekty
- oddziałuje wielokierunkowo na tkanki
- oszczędza czas: dwie metody stosowane w tym samym czasie skracają czas zabiegów
- pozwała wykonać skuteczne terapie przeciwmarszczkowe

NA CZYM POLEGA MASAŻ

PRÓŻNIOWY (LIPODERMOLOGIA)?

Lipodermologia, czyli masaż próżniowy/vacum efektywnie stymuluje pracę układu limfatycznego i cyrkulację krwi wpływając na poprawę metabolizmu w miejscu poddanym zabiegowi.

Masaż vacuum aktywizuje metabolizm komórkowy oraz pomaga skuteczniej „organizować się” komórkom, zwiększa ukrwienie tkanek, lepiej dotlenia komórki skóry oraz optymalizuje przepływ substancji odżywczych do górnych warstw skóry, dzięki czemu:

- działa ujędrniająco
- eliminuje toksyny
- poprawia ogólną kondycję skóry

Ewentualne skutki uboczne: chwilowe zaczerwienienie skóry, uczucie lekkiego opuchnięcia, przesuszenie w przypadku, gdy w naskórku nie ma dostatecznej ilości wilgoci (po nawilżeniu ustępuje samoistnie)

NA CZYM POLEGA ELEKTROSTYMULACJA TENS?

Elektrostymulacja TENS to sprawdzona metoda łagodzenia bólu oraz leczenia zaburzeń funkcji mięśni i nerwów stosowana od lat w profesjonalnej fizykoterapii. Dzięki swojej efektywności elektrostymulacja TENS wykorzystana w Żelazku Przeciwzmarszczkowym® doskonale sprawdza się także w kosmetologii, ponieważ:

- wzmacnia mięśnie twarzy i klatki piersiowej, a tym samym zwiększa masę mięśniową poprawiając napięcie skóry oraz wygładzając zmarszczki
- dzięki szybkiej mikropulsacji stymuluje zakończenia nerwowe i pobudza mięśnie do pracy, a tym samym je regeneruje
- zmniejsza uczucie napięcia mięśni i skóry i poprawia jej elastyczność
- skutecznie dotlenia i przyspiesza krążenie krwi
- seria zabiegów zapewnia efekt liftingujący i modelujący twarz

ŻELAZKO PRZECIWMARSZCZKOWE® – ZABIEGI

- spłycenie zmarszczek
- lifting i poprawa owalu twarzy
- regeneracja skóry

zabiegi dotleniające
spłycanie zmarszczek pod oczami
redukcja opuchlizny
rewitalizacja
zabiegi na trądzik
zabiegi na sztywność karku