

10X SONOBELLA DERMAROLLER 540 IGIEŁ, 3,0MM

STARA CENA: 179,00 PLN

NOWA CENA: 144,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN

Producent: SONOBELLA

Numer katalogowy: 10XROLLER3,0MM



OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw 10szt Sonobella Dermaroller 540 igieł, o dŁ,ugoŁ>ci 3,0mm

Profesjonalne wyposaŁlenie salonŃw urody nareszcie moŁŁna zabraŃ z sobŃ... do domu! UrzŃ...dzenie do mezoterapii Sonobella Dermaroller 540 igieł, to niewielkich rozmiarŃw profesjonalne urzŃ...dzenie kosmetyczne, ktŃre zapewnia znakomite efekty. Wysoka jakoŁ> wykonania oraz dwuletnia gwarancja gwarantuje komfortŃw... eksploatacjŃ™. SprawdŁŃ, co potrafi oryginalny Sonobella Dermaroller 540 igieł,.

Sonobella Dermaroller to urzŃ...dzenie do Ł,atwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, rŃŃwnieŁŁ w warunkach domowych.

Czym jest Mezoterapia i dlaczego Sonobella Dermaroller?

Za pomocŃ... tradycyjnej metody odŁŁywiania skŃtry moŁŁna przenikaŃ tylko w gŁ,Ń...b wierzchniej warstwy naskŃrka. Ze wzglŃdu na niskŃ... efektywnoŁ>Ń (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nowŃ... metodŃ™: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetracjŃ™ skŃtry przez warstwy epidermis i dermis, ktŃra staje siŃ™ miŁ,a w dotyku i odŁŁywiona. Mezoterapia stymuluje skŃtrŃ™ do procesŃw samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i wŁ,Ńkna w ok 8%, co moŁŁna porŃŃwnaŃ do zabiegŃw laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposŃb leczenia objawŃw starzenia.

Zabieg mezoterapii za pomocą... nakłuć strzykawką... lub drogim Inject Gunem można wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych.

Zastosowanie Dermarollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii także samemu w domu. Sonobella Dermaroller, dzięki 540 igłom wykonanym z chirurgicznej stali, łatwo aplikuje nałożone na skórę kosmetyki. Igły te regularnie przesuwają się po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana.

Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Można być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów.

Każdy egzemplarz Sonobella Dermarollera jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza można używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, łagodzących lub innych.

Sonobella Dermaroller jest dostępny w 7 wersjach różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele mają igły o długości 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm